

**DIAGNOSTIC GENETIQUE
DES MALADIES AUTO-INFLAMMATOIRES HEREDITAIRES
ET DES MALADIES OSSEUSES CONSTITUTIONNELLES**

PROCOLE DE PRELEVEMENT ET D'EXPEDITION

Toutes les informations et les **formulaires** sont **disponibles** sur notre site UMAI
<http://umai.chu-montpellier.fr/> rubrique diagnostic moléculaire

- 1.** *Il n'est plus nécessaire* de prendre rendez vous avant de faire les prélèvements
- 2.** Il n'est pas nécessaire d'être à jeun.
- 3.** Prélever le sang **en début de semaine** sur
 - 1 tube EDTA (7 ml) (tubes à bouchon violet)
 - 1 tube hépariné (7 ml) (bouchon vert).
- 4.** Agiter doucement les tubes.
- 5.** Marquer le nom et le prénom et la date de naissance sur **chaque** tube.
- 6.** Entourer individuellement les tubes de papier absorbant, les mettre dans un sac plastique, puis les introduire dans une enveloppe matelassée ou un petit carton. Inclure impérativement un consentement éclairé par prélèvement, une fiche de renseignement clinique par malade indiquant le ou les gènes à analyser, et le bon de facturation correspondant.
7. Pensez à nous indiquer les coordonnées complètes du médecin demandeur pour l'envoi des résultats
- 8.** Expédier les documents et les tubes (qui doivent être maintenus à *température ambiante*) *dans les heures qui suivent le prélèvement*, par transporteur express en précisant bien le destinataire des échantillons :

Pr Isabelle TOUITOU
Unité médicale des maladies auto-inflammatoires
Laboratoire de Génétique
Hôpital A de Villeneuve
371, Av du Doyen Gaston Giraud
34295 MONTPELLIER Cedex 5
☎ 04 67 33 58 57
FAX : 04 67 33 68 68
Email: UMAI@chu-montpellier.fr
- 9.** **Nous prévenir** par mail, fax ou téléphone du jour de l'envoi des tubes afin que nous puissions assurer un suivi de votre envoi, et vous confirmer la bonne réception des prélèvements.